

O 190/2

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de divers compléments.



- Hauteur de chargement de : 215 mm mm
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556185 / Numéro de matériel: 07333050 / Ancien Numéro de matériel: 69119002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	215
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	265
Cote extérieure, largeur nette en mm	531
Cote extérieure, profondeur nette en mm	475
Cote extérieure, hauteur brute en mm	285
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,19