


O 167/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des semelles de sabots de bloc opératoire.



- Convient pour jusqu'à 28 semelles
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556215 / Numéro de matériel: 07333080 /  
Ancien Numéro de matériel: 69116703D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Panier supérieur	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	195
Cote extérieure, largeur nette en mm	480
Cote extérieure, profondeur nette en mm	475
Cote extérieure, hauteur brute en mm	210
Cote extérieure, largeur brute en mm	495
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,23