

O 173/1

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale des sabots de bloc opératoire.



- Convient pour 8 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 41
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Aimant pour utilisation capteur bras lavage sur PG 8535, PG 8536

Code EAN: 4002514556222 / Numéro de matériel: 07333090 /
Ancien Numéro de matériel: 69117302D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	8
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	195
Cote extérieure, largeur nette en mm	531
Cote extérieure, profondeur nette en mm	475
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30