

E 439/3

Chariot

pour la prise en charge optimale de max. 7 compléments à mailles.



- Convient pour la prise en charge de 7 compléments à mailles sur 3 ou 4 niveaux
- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Le deuxième niveau du fond est amovible
- Les hauteurs de chargement des 4 niveaux sont différentes
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556246 / Numéro de matériel: 07333110 / Ancien Numéro de matériel: 69543905D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les compléments à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	7
Compléments à mailles SPRI [nombre]	4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	505
Cote extérieure, largeur nette en mm	532
Cote extérieure, profondeur nette en mm	517
Cote extérieure, hauteur brute en mm	500
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	11,80
Poids brut en kg	13,30