

E 429/1

Chariot

pour nettoyage micro-instruments (chirurgie ophtalmo.), pour 2-4 kits de chirurgie.



- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Niveau 1 : par ex. 4 compl. E441/1 ou 2 compl. E142 par niveau
- de niveau 2 à gauche : 20 raccords pour instruments à cavité
- de niveau 2 à droite : 16 adaptateurs Luer-Lock mâles, horiz. Tuyau
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556253 / Numéro de matériel: 07333120 / Ancien Numéro de matériel: 69542902D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	2-4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	520
Cote extérieure, largeur nette en mm	540
Cote extérieure, profondeur nette en mm	540
Cote extérieure, hauteur brute en mm	530
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30
Articles fournis	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8