

E 440/3

Chariot

pour nettoyage micro-instruments (chirurgie ophtalmo.), pour 4 kits de chirurgie.



- Avec bras de lavage aimanté intégré
- Niveaux 1 et 2 : par ex. 4 x E 441/1 ou 2 x E 142 par niveau
- Niveau 3 à gauche : 20 raccords pour instruments à cavité
- Niveau 3 à droite : 16 adaptateurs Luer-Lock mâles, horiz. Tuyau
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002514556260 / Numéro de matériel: 07333140 / Ancien Numéro de matériel: 69544004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'ophtalmologie	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
<b>Capacité</b>	
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	4
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	502
Cote extérieure, largeur nette en mm	535
Cote extérieure, profondeur nette en mm	515
Cote extérieure, hauteur brute en mm	540
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	525
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30
<b>Articles fournis</b>	
E 476 Logement [nombre]	1
E 477 Butée [nombre]	1
E 790 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock femelles [nombre]	8
E 791 Éléments de raccord Luer-Lock femelles/Luer-lock mâles [nombre]	8