

ASA 1

Bras de lavage aimanté

pour le contrôle du bras de lavage, utilisable avec O 167, O 173, O 188, O 190.



- Peut être ajouté sur paniers sup. sans bras de lavage aimanté

Code EAN: 4002514569857 / Numéro de matériel: 07349850 / Ancien Numéro de matériel: 69113501D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Bras de lavage aimanté	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	55
Cote extérieure, largeur nette en mm	75
Cote extérieure, profondeur nette en mm	605
Cote extérieure, hauteur brute en mm	47
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,40