

ASA 3

Bras de lavage aimanté

pour le contrôle du bras de lavage, utilisable avec E 429, E 440.



- Peut être ajouté sur les chariots sans bras de lavage aimanté

Code EAN: 4002514569871 / Numéro de matériel: 07349870 /
Ancien Numéro de matériel: 69113701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Bras de lavage aimanté	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	45
Cote extérieure, largeur brute en mm	70
Cote extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	0,26
Poids brut en kg	0,35