

E 931

Utilisation

pour prise en charge de max. 20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 48.



- Convient pour chariots E 975/2 dans niveaux sup. & inférieur
- Équipé de 20 supports
- Capacité totale charge : 40 sabots bloc opératoire (20 paires)

Code EAN: 4002514598444 / Numéro de matériel: 07439490 / Ancien Numéro de matériel: 69593101D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	254
Cote extérieure, largeur nette en mm	586
Cote extérieure, profondeur nette en mm	752
Cote extérieure, hauteur brute en mm	275
Cote extérieure, largeur brute en mm	605
Cote extérieure, profondeur brute en mm	765
Poids net en kg	4,35
Poids brut en kg	4,70