

E 944/2

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 500 - 1000 ml.



- 15 injecteurs (E 352) 6 x 220 mm avec support-tulipe (E 354)

Code EAN: 4002514605050 / Numéro de matériel: 07459410 / Ancien Numéro de matériel: 69594403D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	15
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	558
Cote extérieure, profondeur nette en mm	352
Cote extérieure, hauteur brute en mm	180
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	570
Poids net en kg	3,92
Poids brut en kg	4,42