

E 947/2

Module

pour le nettoyage de par ex. 88 tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Équipé de 88 injecteurs, 2,5 x 110 mm

Code EAN: 4002514605074 / Numéro de matériel: 07459430 /
Ancien Numéro de matériel: 69594703D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	88
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	170
Cote extérieure, largeur nette en mm	558
Cote extérieure, profondeur nette en mm	352
Cote extérieure, hauteur brute en mm	290
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,00
Poids brut en kg	6,00