

E 555/2

Chariot

pour le nettoyage des instruments sur 2 niveaux.



- Mesure de chargement en bas : H 210, L 487, P 592 mm
- Mesure de chargement en haut : H 219, L 495, P 548 mm
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Différents chargements possibles

Code EAN: 4002514606248 / Numéro de matériel: 07460290 / Ancien Numéro de matériel: 69555503D

| | |
|--|-------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariot pour compléments | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des cuvettes | • |
| Traitement des haricots | • |
| Traitement des biberons | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des containers | • |
| Capacité | |
| Compléments à mailles DIN [nombre] | 4 |
| Compléments à mailles SPRI [nombre] | 2 |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 298 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 530 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 645 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 650 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 550 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 640 |
| Poids net en kg | 10,00 |
| Poids brut en kg | 12,00 |
| Articles fournis | |
| Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre] | 1 |