

E 521/2

Utilisation

pour la prise en charge de 7 pinces techniques, d'orthodontie et d'extraction.



- Taille de compartiment : 21 x 80 mm
- Également adapté aux pinces, par ex. de podologie

Code EAN: 4002514616438 / Numéro de matériel: 07476430 / Ancien Numéro de matériel: 68552103D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Pinces [nombre]	7
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	135
Cote extérieure, largeur nette en mm	100
Cote extérieure, profondeur nette en mm	189
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	175
Cote extérieure, profondeur brute en mm	220
Poids net en kg	0,42
Poids brut en kg	0,46