

## DOS S 20

Pompe doseuse à soufflet  
pour le dosage de produits liquides et acides.



- Pour le dosage de produits de rinçage et de neutralisation
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente de Miele

Code EAN: 4002514641904 / Numéro de matériel: 07514600 /  
Ancien Numéro de matériel: 69226004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	245
Cote extérieure, largeur brute en mm	258
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Poids net en kg	2,45
Poids brut en kg	2,91