

## DOS NA 120

Pompe doseuse à soufflet  
pour le dosage de produits liquides et neutres/alcalins.



- Pour le dosage des détergents liquides, émulsifiants
- Pour le dosage des désinfectants chimiques
- Pour l'installation ultérieure par service après-vente de Miele

Code EAN: 4002514641911 / Numéro de matériel: 07514610 /  
Ancien Numéro de matériel: 69226005D

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>Famille produit</b>                  |      |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire      | •    |
| Laveurs-désinfecteurs, médical          | •    |
| <b>Accessoires</b>                      |      |
| PG 8536                                 | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>             |      |
| Système de dosage                       | •    |
| <b>Raccord. élect. standard</b>         |      |
| Nombre de phases                        | 0    |
| Tension en V                            | 0    |
| Fréquence en Hz                         | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 0,00 |
| Protection par fusible en A             | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>              |      |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm    | 0    |
| Cote extérieure, largeur nette en mm    | 0    |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 0    |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm    | 300  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm    | 250  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 420  |
| Poids net en kg                         | 2,45 |
| Poids brut en kg                        | 2,89 |