


RK LWMM

le module de mesure de la conductivité
en tant que kit d'extension pour PG 8536.



Code EAN: 4002514641928 / Numéro de matériel: 07514620 /
Ancien Numéro de matériel: 69224015D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	280
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net en kg	2,02
Poids brut en kg	2,97