

Cloison bouteilles
Support à bouteilles
Pour le panier inférieur dans le lave-vaisselle

Code EAN: 4002514855059 / Numéro de matériel: 07549120 /
Ancien Numéro de matériel:



- Pour biberons, flacons et de nombreuses autres possibilités
- Lavage optimal grâce au positionnement vertical
- La fixation du support à bouteilles réf. 7506601 est nécessaire
- pour G4xxx, G5xxx, G6xxx
- Pour G5xxx, utilisable pour appareils jusqu'à 12/2016 seulement