

ALWD BS 27/28

Scanner

pour saisie simplifiée codes barres pour reconnaissance utilisateur et charg.



Code EAN: 4002514753416 / Numéro de matériel: 07686510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69247012D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	305
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,00

- Raccordement scanner avec scanner
- Enregistrement des données pour la traçabilité du processus
- Convient aux côtés propres, souillés ou les deux\*

\* La combinaison du scanner et de l'imprimante n'est disponible que du côté propre.