

E 497

Gicleur

pour la prise en charge masques laryngés à un ou deux tuyaux. Hauteur 195 mm.



- H 195 mm, avec tube latéral de 109 mm

Code EAN: 4002514811253 / Numéro de matériel: 07759470 / Ancien Numéro de matériel: 69749701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	195
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,07