

E 936

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 15 poignées d'éclairage max.



Code EAN: 4002514811260 / Numéro de matériel: 07759480 /
Ancien Numéro de matériel: 69593601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Poignées d'éclairage [nombre]	15
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, largeur nette en mm	245
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	130
Cote extérieure, largeur brute en mm	275
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	0,50
Poids brut en kg	0,92