

E 499

Dispositif de rinçage

pour la prise en charge de canules d'aspiration, de rinçage et en verre.



- Différents racc. possibles pour canules aspiration & rinçage
- Compatible avec les chariots de chargement avec injecteurs

Code EAN: 4002514811482 / Numéro de matériel: 07759500 / Ancien Numéro de matériel: 69549901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	30
Cote extérieure, largeur brute en mm	110
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,20
Poids brut en kg	0,23