

E 498

Gicleur

pour la prise en charge masques laryngés à un ou deux tuyaux. Hauteur 238 mm.



- H 238 mm, avec tube latéral de 120 mm

Code EAN: 4002514811673 / Numéro de matériel: 07760120 / Ancien Numéro de matériel: 69749801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	238
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	0,12
Poids brut en kg	0,12