

E 735/2

Chariot

pour la prise en charge optimale des instruments sur 3 niveaux.



- Équipé de 2 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)

Code EAN: 4002514816388 / Numéro de matériel: 07765710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69573503D

|  |       |
|--|-------|
| <b>Famille produit</b>   |       |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire                                       | •     |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical   | •     |
| <b>Accessoires</b>   |       |
| G 7825   | •     |
| G 7826   | •     |
| <b>Catégorie de produit</b>  |       |
| Chariot pour compléments   | •     |
| <b>Propriétés du produit</b>   |       |
| Matériau   | Inox  |
| Couleur  | Inox  |
| <b>Capacité</b>  |       |
| Compléments à mailles DIN [nombre]   | 6     |
| Compléments à mailles SPRI [nombre]  | 3     |
| <b>Raccord. élect. standard</b>  |       |
| Nombre de phases   | 0     |
| Tension en V   | 0     |
| Fréquence en Hz  | 0     |
| Puissance totale de raccordement en kW   | 0,00  |
| Protection par fusible en A  | 0     |
| <b>Dimensions et poids</b>   |       |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm   | 552   |
| Cote extérieure, largeur nette en mm   | 530   |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm  | 600   |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm   | 650   |
| Cote extérieure, largeur brute en mm   | 550   |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm  | 640   |
| Poids net en kg  | 10,80 |
| Poids brut en kg   | 12,80 |
| <b>Articles fournis</b>  |       |
| Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre] | 1     |