

E 935/2

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 3 niveaux.



- Capacité de chargement : 9 Complément DIN*
- Équipé de 2 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. aimants)

* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Code EAN: 4002514816432 / Numéro de matériel: 07765780 / Ancien Numéro de matériel: 69593503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	9
Compléments à mailles SPRI [nombre]	6
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	524
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	720
Cote extérieure, largeur brute en mm	830
Cote extérieure, profondeur brute en mm	780
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00
Articles fournis	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1