

E 925

Module

pour la prise en charge optimale d'instruments MIC courts.



- Convient pour jusqu'à 20 instruments à cavité*
- Compartiment pour par ex. l'arthroscopie, la laparoscopie

* La longueur maximale des instruments à cavité s'élève à 190 mm dans la rangée supérieure et 220 mm dans la rangée inférieure.

Code EAN: 4002514910796 / Numéro de matériel: 07904100 / Ancien Numéro de matériel: 69592501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Capacité	
Instruments avec lumen [nombre]	20
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	40
Cote extérieure, largeur nette en mm	568
Cote extérieure, profondeur nette en mm	510
Cote extérieure, hauteur brute en mm	560
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	630
Poids net en kg	4,00
Poids brut en kg	4,00
Articles fournis	
E 336 Douille de rinçage MIBO, Ø 11 mm, longueur 121 mm [nombre]	1
E 362 Vis d'obturation [nombre]	2
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	1
E 447 Adaptateur femelle pour Luer-Lock mâle [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	4
E 449 Adaptateur mâle pour Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	4
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	3
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	3
E 464 Logement pour gicleur à injection E 454 [nombre]	1
E 472 Ressort à friction pour gicleurs à injection Ø 4 mm [nombre]	1
E 907/1 Complément à mailles avec couvercle pour petites pièces [nombre]	1