

APH 550 Sego

Segolabel Miele Edition : Kit de démarrage
pour créer des étiquettes de charge stérile.



- Pack complet : imprimante, bloc alim., câbles et 1.000 étiquettes
- Marquage sûr des marchandises stériles emballées
- Complément utile pour Segosoft Miele Edition
- Complément pratique aux stérilisateurs CUBE/CUBE X
- Raccordement aisé par câble USB

Code EAN: 4002514940502 / Numéro de matériel: 07951400 /
Ancien Numéro de matériel: 68814001D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Propriétés du produit	
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	178
Cote extérieure, largeur nette en mm	135
Cote extérieure, profondeur nette en mm	240
Cote extérieure, hauteur brute en mm	230
Cote extérieure, largeur brute en mm	300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	2,45
Poids brut en kg	2,90
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•