

APH 595

Ruban de transfert d'encre
pour le complément d'imprimante Segolabel PRT 200.



Code EAN: 4002514940625 / Numéro de matériel: 07951520 /
Ancien Numéro de matériel: 68816101D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
Accessoires	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Propriétés du produit	
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	90
Cote extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,06
Poids brut en kg	0,06