

APH 596  
Étiquettes  
pour l'imprimante Segolabel APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rouleau de 1.000 étiquettes double adhérence
- Chaque étiquette a une surface adhésive double av. couche de sép.

Code EAN: 4002514940632 / Numéro de matériel: 07951530 /  
Ancien Numéro de matériel: 68816201D

<b>Famille produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
<b>Accessoires</b>	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Couleur	Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésours	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	90
Cote extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,39