

E 428

Chariot

pour prise en charge optimale des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Convient pour 6 instruments de chirurgie assistée par robot
- Dispose d'1 raccord double et 1 raccord de réserve par instrument
- Afin d'utiliser le chariot, le programme ROBOTVARIO nécessite*

* Les produits chimiques ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Code EAN: 4002514948805 / Numéro de matériel: 07973140 / Ancien Numéro de matériel: 69542801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour les instruments de robotique	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Transparent
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	6
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	518
Cote extérieure, largeur nette en mm	533
Cote extérieure, profondeur nette en mm	513
Cote extérieure, hauteur brute en mm	530
Cote extérieure, largeur brute en mm	550
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,30