

E 198

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 6 compléments à mailles et haricots.



- Convient pour 6 compléments à mailles ou haricots
- 7 supports (6 compartiments), hauteur 160 mm mm, écartement 67 mm mm

Code EAN: 4002514953373 / Numéro de matériel: 07984040 / Ancien Numéro de matériel: 68519801D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
Écart entre les supports en mm	67
Hauteur de support en mm	160
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Divers compléments à mailles [nombre]	6
Haricots [nombre]	6
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	160
Cote extérieure, largeur nette en mm	180
Cote extérieure, profondeur nette en mm	495
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	210
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	0,90