

E 197

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Largeur de mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Stérilisation vapeur à 121° C/134° C

Code EAN: 4002514953380 / Numéro de matériel: 07984090 / Ancien Numéro de matériel: 68519701D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	42
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	225
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	170
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,62