

E 802/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments droits.



- Adapté pour accueillir des sondes, pincettes ou miroirs dentaires
- Équipé de 4 supports en plastique
- 8 compartiments d'env. 30 x 28 mm de large
- 8 compartiments d'env. 16 x 28 mm de large
- 15 compartiments d'env. 16 x 20 mm de large

Code EAN: 4002514953403 / Numéro de matériel: 07984170 / Ancien Numéro de matériel: 69580202D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	148
Cote extérieure, largeur nette en mm	163
Cote extérieure, profondeur nette en mm	295
Cote extérieure, hauteur brute en mm	190
Cote extérieure, largeur brute en mm	195
Cote extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	1,15