


E 807

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 3 compléments à mailles ou haricots.



- 4 supports (3 compartiments), H 165, écartement 68 mm mm

Code EAN: 4002514951638 / Numéro de matériel: 07984220 / Ancien Numéro de matériel: 69580701D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Écart entre les supports en mm	68
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Divers compléments à mailles [nombre]	3
Haricots [nombre]	3
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	144
Cote extérieure, largeur nette en mm	140
Cote extérieure, profondeur nette en mm	290
Cote extérieure, hauteur brute en mm	480
Cote extérieure, largeur brute en mm	320
Cote extérieure, profondeur brute en mm	130
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,47