

DGG 7

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Code EAN: 4002513476262 / Numéro de matériel: 08019361 /
Ancien Numéro de matériel: 22899611D



- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 100 mm
- Accessoires professionnels de production européenne