

DGG 16

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Code EAN: 4002513625653 / Numéro de matériel: 08109060 /
Ancien Numéro de matériel: 22899623D



- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Capacité : 0,77 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 20 mm
- Accessoires professionnels de production européenne