

DGG 20

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour préparer des plats en sauce, fonds ou plats avec eau (p. ex. riz ou pâtes).

Code EAN: 4002515060650 / Numéro de matériel: 08246340 /
Ancien Numéro de matériel: 23996112D



- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures l x P x H :
450 x 190 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de
production européenne
- Taillé sur mesure pour les fours à
vapeur combinés de Miele