

DGGL 20

Plats pour cuisson à la vapeur perforés  
pour blanchir ou cuire des légumes, poissons, viandes, pommes de terre, etc.



Code EAN: 4002515014509 / Numéro de matériel: 08285410 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996111D

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures l x P x H :  
450 x 190 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de  
production européenne
- Taillé sur mesure pour les fours à  
vapeur combinés de Miele