

E 806/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 demi-plateaux.



- 9 supports (8 compartiments), B 295, écartement 37 mm mm
- Taille max. de plateau 290 x 30 mm

Code EAN: 4002514969718 / Numéro de matériel: 09013220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69580603D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Écart entre les supports en mm	37
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	114
Cote extérieure, largeur nette en mm	305
Cote extérieure, profondeur nette en mm	348
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	330
Cote extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	0,71
Poids brut en kg	0,84