

ProCare Dent 11 A - 1 kg
Détergent en poudre, alcalin, 1 kg
pour le traitement optimal des instruments standards.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Poudre

Code EAN: 4002514994840 / Numéro de matériel: 09051920 /
Ancien Numéro de matériel: 66911101EU1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Valeur pH de la solution	11,1
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphate, tensioactif non ionique
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Convient pour les instruments standard	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	242
Cote extérieure, largeur nette en mm	107
Cote extérieure, profondeur nette en mm	58
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	60
Cote extérieure, profondeur brute en mm	100
Capacité en g	1000
Poids brut en kg	1
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•