

ProCare Dent 11 A - 10 kg
Détergent en poudre, alcalin, 10 kg
pour le traitement optimal des instruments standards.



- Convient pour instruments standards (pas d'instruments rotatifs)
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Performance de nettoyage élevée
- Poudre

Code EAN: 4002514994864 / Numéro de matériel: 09051940 /
Ancien Numéro de matériel: 66911201EU1

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Élimination du sang	Bien
Élimination des résidus organiques	Bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	3 g/l (30 g/cycle)
Valeur pH de la solution	11,1
Princip. domaines util.	
Cabinet dentaire	•
Propriétés du produit	
Type de produit	Produit de nettoyage alcalin
Forme d'agrégat	Poudre
Composants	Phosphate, tensioactif non ionique
Excellentes capacités de nettoyage	•
Protection élevée des matériaux contre la corrosion	•
Convient pour les instruments standard	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	280
Cote extérieure, largeur brute en mm	270
Cote extérieure, profondeur brute en mm	270
Capacité en g	10000
Poids brut en kg	10
Conform., contrôles, indic.	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•