

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 1]

Agent neutralisant, acide, 1 l

bec verseur pratique, pour une neutralisation optimale à base d'acide organique.



- Convient particulièrement aux instruments rotatifs.
- Adapté aux phases de traitement dans laveur-désinfecteur Miele
- Dosage facile grâce au bec verseur précis
- Protection élevée du matériel
- Concentré liquide

Code EAN: 4002514996370 / Numéro de matériel: 09052100 / Ancien Numéro de matériel: 66915201EU1

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Recommandation de dosage</b>	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	1 ml/l (0,1 %)
Valeur pH de la solution	3,0
<b>Princip. domaines util.</b>	
Cabinet dentaire	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Type de produit	Agent de neutralisation acide
<b>Forme d'agrégat</b>	
Forme d'agrégat	Concentré liquide
<b>Composants</b>	
Composants	Acide citrique
<b>Sans tensioactifs</b>	
Sans tensioactifs	•
<b>Excellente compatibilité avec les matériaux</b>	
Convient pour les instruments standard et les instruments rotatifs	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur brute en mm	245
Cote extérieure, largeur brute en mm	60
Cote extérieure, profondeur brute en mm	105
Poids brut en kg	1
Capacité en ml	1000
<b>Conform., contrôles, indic.</b>	
CE	•
Conforme aux normes SGH/CLP	•