

APH 590  
Cartouche d'encre  
pour l'imprimante de protocole PRT 100.



Code EAN: 4002515000021 / Numéro de matériel: 09063390 /  
Ancien Numéro de matériel: 68817002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Couleur	Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•

APH 590  
Cartouche d'encre  
pour l'imprimante de protocole PRT 100.



Code EAN: 4002515000021 / Numéro de matériel: 09063390 /  
Ancien Numéro de matériel: 68817002D

Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•

#### Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm	39
Cote extérieure, largeur nette en mm	25
Cote extérieure, profondeur nette en mm	55
Cote extérieure, hauteur brute en mm	55
Cote extérieure, largeur brute en mm	90
Cote extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,09