

WW 85 B
Panier à linge, bleu
avec une capacité de 85 l.



- Convient à FG 85
- Hauteur (incl. poignée) 34,5,
Largeur 80, Profondeur 54 cm

Code EAN: 4002515031278 / Numéro de matériel: 09121090 /
Ancien Numéro de matériel: 59100009D

Familie produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Armoires de séchage	•
Familie produits/accessoires	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•

WW 85 B
Panier à linge, bleu
avec une capacité de 85 l.



Code EAN: 4002515031278 / Numéro de matériel: 09121090 /
Ancien Numéro de matériel: 59100009D

PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

WW 85 B
Panier à linge, bleu
avec une capacité de 85 l.

Code EAN: 4002515031278 / Numéro de matériel: 09121090 /
Ancien Numéro de matériel: 59100009D

PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•

WW 85 B
Panier à linge, bleu
avec une capacité de 85 l.



Code EAN: 4002515031278 / Numéro de matériel: 09121090 /
Ancien Numéro de matériel: 59100009D

Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Volume en l	85
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	300
Cote extérieure, largeur nette en mm	800
Cote extérieure, profondeur nette en mm	550
Cote extérieure, hauteur brute en mm	340
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net [kg]	2,75
Poids brut en kg	3,00