

ProCare Universal 61 - 6 kg
 Sel régénérant, 3 x 2 kg
 pour une régénération optimale de l'adoucisseur interne.



- Empêche les dépôts de calcaire et protège la vaisselle

Code EAN: 4002515075319 / Numéro de matériel: 09195780 /
 Ancien Numéro de matériel: 66916102EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Utilisations possibles	
Régénération des adoucisseurs	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	10,9
Propriétés du produit	
Type de produit	Sel régénérant
Composants	Sel régénérant, à gros grains
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, profondeur brute en mm	225,00
Propriétés du produit	
Type de produit	Sel régénérant
Composants	Sel régénérant, à gros grains
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	320
Cote extérieure, largeur nette en mm	104
Cote extérieure, profondeur nette en mm	226
Cote extérieure, hauteur brute en mm	320
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	225
Capacité en g	6000
Poids brut en kg	6
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•