

E 339/1

Utilisation

Pour accueillir jusqu'à 12 fonds de chariot et tablettes.



- Convient pour 12 fonds de chariot ou tablettes
- Équipé avec 13 supports (12 compartiments).
- La taille maximale de plateau est égale à 290 x 20 mm

Code EAN: 4002515094860 / Numéro de matériel: 09233840 / Ancien Numéro de matériel: 69533902D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les plaques/plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	12
Capacité	
Plaques/plateaux [nombre]	12
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	115
Cote extérieure, largeur nette en mm	305
Cote extérieure, profondeur nette en mm	498
Cote extérieure, hauteur brute en mm	480
Cote extérieure, largeur brute en mm	320
Cote extérieure, profondeur brute en mm	130
Poids net en kg	0,80
Poids brut en kg	1,22