

DGSE 1

Moule pour plats pour cuisson vapeur
servir dans du beau, déguster du chaud.

Code EAN: 4002515204498 / Numéro de matériel: 09438520 /
Ancien Numéro de matériel: 23996116D



- Pour servir des plats chauds sortant du four vapeur Miele
- Aussi disponible pour four (jusqu'à 230 °C)
- Pour cuisson basse température en tiroir culinaire ESW 6x29/7x20
- Bol et couvercle en porcelaine fine de Villeroy& Boch
- Pour plats cuisson vapeur L325 x P176 mm, H65 mm maximum