

U 508

Panier

pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec 4 rangées pour les tasses d'un diamètre de 10 cm max

Code EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 / Ancien Numéro de matériel: 67650801D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Panier à tasses	•

U 508
Panier
pour la prise en charge optimale des tasses.



Code EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 /
Ancien Numéro de matériel: 67650801D

Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Bleu, Blanc
Nombre de rangées	4
Capacité	
Tasses [nombre]	20
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	104
Cote extérieure, largeur nette en mm	500
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	260
Cote extérieure, largeur brute en mm	520
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	2,00
Poids brut en kg	2,50