

U 513

Panier

avec panier ouvert sur le côté pour une prise en charge optimale des plateaux.



- Avec ?? rangées
- Écart entre les supports 45 mm
- Non utilisable dans les lave-vaisselle à eau renouvelée

Code EAN: 4002515250143 / Numéro de matériel: 09508710 /
Ancien Numéro de matériel: 67651301D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Panier à plateaux	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Écart entre les supports en mm	45
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	109
Cote extérieure, largeur nette en mm	500
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	260
Cote extérieure, largeur brute en mm	520
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	1,90
Poids brut en kg	2,40