

KTU 530

Pièce d'adaptation

pour la prise en charge des paniers de dimensions 53 x 53 cm.



- Composé de 2 supports en inox
- Pour adapter le support de panier standard dans le PG 8172

Code EAN: 4002515250150 / Numéro de matériel: 09508720 /  
Ancien Numéro de matériel: 67853004D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Kit de modification	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	750
Poids net en kg	0,24
Poids brut en kg	0,50