

E 900-6  
Chariot  
pour le nettoyage optimal d'instruments sur 6 niveaux.



- Équipé de raccords pour les instruments à cavité
- Capacité de chargement : 18 compléments DIN\*
- Équipé de 3 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande magnétique pour détection auto. de chariot (incl. bande magn.)

\* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Code EAN: 4002515263358 / Numéro de matériel: 09525120 / Ancien Numéro de matériel: 69590007D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Chariots pour les instruments MIC	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	18
Compléments à mailles SPRI [nombre]	12
Instruments avec lumen [nombre]	16
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	553
Cote extérieure, largeur nette en mm	636
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	680
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	12,85
Poids brut en kg	12,85
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1